

FIXADORES EXTERNOS



FIXADOR HÍBRIDO



5258-0010

COD:5208-0001 E 5208-0002 / E ALUMÍNIO COD:5014-0001, 5014-0002 E 5014-0003

Fixador indicado para fraturas de planalto tibial, tíbia distal e fêmur distal.

MONTAGEM COM ANEL, BARRAS, FIOS E PINOS.

FIXADOR DE SEGMENTO



PEQ. 5074-0001 MEDIDA DO SEGMENTO 230MM ALONGA ATÉ 44MM

MÉD. 5074-0002 MEDIDA DO SEGMENTO 280MM ALONGA ATÉ 64MM

LONG. 5074-0003 MEDIDA DO SEGMENTO 330MM ALONGA ATÉ 68MM*

*DISTRATOR PEQUENO ALONGA ATÉ 24MM - DISTRATOR MÉDIO ALONGA ATÉ 44MM

Fixador indicado para alongamento e transporte ósseo de tíbia e fêmur.

FIXADOR RADIOLÚCIDO PARA PUNHO



5228-0001 MEDIDAS FECHADO- 147,7MM, ABERTO 203MM E ALONGA ATÉ 55,3MM

Fixador indicado para fraturas de radio distal.

UNIDADE DE DISTRAÇÃO REMOVÍVEL E CABEÇAL AXIAL.

FIXADOR RADIOLÚCIDO PARA TORNOZELO

(PYLON)



5248-0001 MEDIDAS FECHADO-268MM, ABERTO-318MM ALONGA ATÉ 50MM



Fixador indicado para fraturas de tíbia distal em fibra de carbono com unidade de distração removível e cabeçal axial.

FIXADOR EXTERNO AXIAL DINÂMICO



(PÉLVIS)



PEQ. 5044-0001 MEDIDAS FECHADO-248,9MM, ABERTO 288,9MM E ALONGA ATÉ 40MM


MÉD. 5044-0002 MEDIDAS FECHADO-288,9MM, ABERTO 368,9MM E ALONGA ATÉ 80MM

LONG. 5044-0003 MEDIDAS FECHADO-328,9MM, ABERTO 448,9MM E ALONGA ATÉ 120MM

Fixador indicado para fratura da pélvis - dinâmico, em alumínio e com cabeçais axiais. Contém dois distratores para melhorar a redução e facilitar a aplicação.

FIXADOR EXTERNO AXIAL DINÂMICO

(FÊMUR - TÍBIA)




PEQ. 5014-0001 MEDIDAS-FECHADO 228MM, ABERTO 248MM E ALONGA ATÉ 20MM

MÉD. 5014-0002 MEDIDAS-FECHADO 248MM, ABERTO 288MM E ALONGA ATÉ 40MM

LONG. 5014-0003 MEDIDAS-FECHADO 268MM, ABERTO 328MM E ALONGA ATÉ 60MM

Fixador indicado para fratura de fêmur e tíbia diafisária com unidade distração, cabeçais axiais e opção de CLAMPS (T e 135°) para fratura proximal de fêmur.

FIXADOR RADIOLÚCIDO PARA TÍBIA E FEMUR



Fibra de Carbono



PEQ. 5208-0001 MEDIDAS-FECHADO 225MM, ABERTO 265MM E ALONGA ATÉ 40MM

MÉD. 5208-0002 MEDIDAS-FECHADO 235MM, ABERTO 285MM E ALONGA ATÉ 50MM

Fixador indicado para fratura de tíbia e fêmur diafisária com unidade de distração, opção de fixação de tíbia proximal com pinos aplicados na postero lateral, postero medial e sagital.

FIXADOR PARA ALONGAMENTO DE MEMBRO



PEQ. 5054-0001 MEDIDAS-FECHADO 180MM, ABERTO 212MM E ALONGA ATÉ 32MM

MÉD. 5054-0002 MEDIDAS-FECHADO 210MM, ABERTO 272MM E ALONGA ATÉ 62MM

LONG. 5054-0003 MEDIDAS-FECHADO 230MM, ABERTO 312MM E ALONGA ATÉ 82MM

Fixador indicado para alongamento de membros com unidade de distração e cabeçais fixos.

FIXADOR PILON



PEQ. 5064-0001 MEDIDAS-FECHADO 200,5MM, ABERTO 222,5MM E ALONGA ATÉ 22MM
MÉD. 5064-0002 MEDIDAS-FECHADO 220,5MM, ABERTO 262,5MM E ALONGA ATÉ 42MM
LONG. 5064-0003 MEDIDAS-FECHADO 240MM, ABERTO 302,5MM E ALONGA ATÉ 62MM

Fixador em alumínio e com unidade de distração.
Indicado para fraturas de tíbia distal.

FIXADOR EXTERNO TIPO PENNING



PEQ. 5034-0001 MEDIDA 178,5MM, ALONGA ATÉ 82MM
MÉD. 5034-0002 MEDIDA 198,5MM, ALONGA ATÉ 82MM
LONG. 5034-0003 MEDIDA 218,5MM, ALONGA ATÉ 82MM

Fixador indicado para fraturas de punho, com unidade de distração interna e centro axial.

FIXADOR FALANGE



5084-0000 MEDIDA 83,86MM, ALONGA ATÉ 30MM

Fixador dinâmico com duas unidades de distração.
Indicado para fratura e alongamento de falange.


FIXADOR DINÂMICO DE FALANGE



5084-0002 MEDIDA 88MM, ALONGA ATÉ 35MM

Fixador indicado para fratura intra articular de falange com unidade de distração interna.

FIXADOR DE FALANGE TI



PEQ. 5082-0001 MEDIDA 42MM E ALONGA ATÉ 10MM
MÉD. 5082-0002 MEDIDA 52MM E ALONGA ATÉ 20MM
LONG. 5082-0003 MEDIDA 72MM E ALONGA ATÉ 40MM

Fixador em titânio indicado para fratura e alongamento de falange e metatarso.

FIXADOR EXTERNO AXIAL DINÂMICO UMEMO



PEQ. 5024-0001 MEDIDAS-FECHADO 170MM, ABERTO 184MM E ALONGA ATÉ 14MM
MÉD. 5024-0002 MEDIDAS-FECHADO 180MM, ABERTO 204MM E ALONGA ATÉ 24MM
LONG. 5024-0003 MEDIDAS-FECHADO 200MM, ABERTO 244MM E ALONGA ATÉ 44MM

Fixador indicado para fraturas e alongamento de úmero com unidade de distração e cabeças axiais.

FIXADOR DE SEGMENTO UMERAL

PEQ. 5016-0001 MEDIDA-150MM E ALONGA ATÉ 24MM
MÉD. 5016-0002 MEDIDA-200MM E ALONGA ATÉ 44MM
LONG. 5016-0003 MEDIDA-250MM E ALONGA ATÉ 48MM

Fixador indicado para alongamento e transporte ósseo umeral adulto e fêmur e tíbia infantil com duas unidades de distração de dois a três CLAMPS para pinos.



CLAMPS

Clamp T.
Cód: 5094-0001



Conector axial T para tíbia e fêmur.

Clamp 135° - On.
Cód: 5104-0001



Conector axial 135° aberto.

Clamp 135° - Off.
Cód: 5104-0002



Conector axial 135° fechado.

IMPORTEK 10 anos
Tecnologia para o seu movimento

Distribuidor Autorizado

Rua Niterói, 362 - salas 31 a 33 - Centro - São Caetano do Sul - SP - Telefone: +55 11 2629-4344

www.importek.com.br [/importek](https://www.linkedin.com/company/importek) [/importek](https://www.instagram.com/importek) [/importekbrasil](https://www.facebook.com/importekbrasil) [/importekbrasil](https://www.youtube.com/channel/UC...)